

15 FEB 2019

CONFIDENCIAL



7-0215

ACTA DE ENTREGA No. 0032/2019/DSMFFA/COSAM.

ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS EN CONCEPTO DE DONACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL CEFAFA/FONDO UTILIDADES/PROGRAMA REHABILITACIÓN, CONTRATO No. 112/LP No. 09/2018/EQ/MED/REHABILITACIÓN/COSAM DENOMINADA: "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO MÉDICO DE REHABILITACIÓN PARA EL COMANDO DE SANIDAD MILITAR, AÑO 2018"

En la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, con sede en la Ciudad de San Salvador, a las quince horas del día seis del mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos los suscritos:

Director; [Redacted]
Jefe del Departamento Técnico; [Redacted]
Jefe del Servicio de Medicina de Rehabilitación del HMC; [Redacted]
Administradora de Contrato titular; [Redacted]
[Redacted] de control y fiscalización Asesoría Técnica; y SR. [Redacted], Jefe del Almacén de Equipo y Repuestos Médicos de la DSMFFA;

a fin de ENTREGAR EN CALIDAD DE DONACIÓN, los equipos médicos contemplados en facturas No. 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0033, 0027, 0028, 0029 y 0030 de fecha 24ENE019, adjudicados a la empresa BTL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por un monto total de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 (US \$226,470.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle de FACTURA No. 0021

FACTURA No. 0021

Ítems	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (01) EQUIPO DE CRIOTERAPIA TERAPÉUTICA. 1) Sistema de crioterapia para fisioterapia. 2) Sistema compatible con equipos de terapias de láser. 3) Temperatura de terapia de -38 a -22°C o rango mayor. 4) Con aplicadores de 5 y 10mm. 5) Manguera de un mínimo de 180 Cm. 6) Brazo de soporte de manguera para tratamientos con otras técnicas de rehabilitación. 7) Alimentación 110 [V], 60 [Hz]. 8) Sistema de rodamiento incluido con al menos dos llantas con freno.	CÓDIGO: 728-0000 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (01) EQUIPO DE CRIOTERAPIA TERAPÉUTICA. MODELO: BTL CRYOTHERAPY BTL MARCA: BTL SERIE: 18112945. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cryotherapy usa un sistema de aire frío, el uso de un flujo de aire congelado (hasta -52°C), dirigido directamente a la piel, tiene la ventaja de una mayor profundidad de penetración, en comparación con los métodos convencionales, como compresas frías, baños de hielo o pulverizadores, no se necesitan consumibles, así que este método brinda un rendimiento máximo con costos mínimos.	1	\$10,500.00	\$10,500.00
TOTAL					\$10,500.00



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si fuere necesario, se debe destruir, destruir, destruir o destruir una copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Factura No. 0022

Items	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
02	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (02) EQUIPOS TERAPIA DE CALOR PROFUNDO. 1) Equipo de aplicación de terapia de calor profundo a través de electroterapia de alta frecuencia. 2) Potencia de salida de 320 watts. 3) Frecuencia de operación de 500 KHz. 4) Modalidad de aplicación capacitiva y resistiva. 5) 02 piezas de mano resistente a líquidos. 6) Aplicadores incluidos por equipo 02 grande, 02 mediano y 02 pequeño. 7) 02 electrodos con su respectivo cable intermedio de retorno reutilizable. 8) 05 litros de crema conductiva. 9) Alimentación 110V (VI) 60(Hz). 10) Carro de soporte de fábrica con soporte de freno.	CÓDIGO: 729-0000 EQUIPO DE TERAPIA DE CALOR PROFUNDO. MODELO: BTL-6000 TR-THERAPY ELITE. MARCA: BTL. SERIES No.: 049-B-00249 Y 04900B001735. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El BTL-6000 TR-Therapy (Terapia de radiofrecuencia selectiva) distribuye la energía electromagnética de alta frecuencia en el tejido deseado, conduciendo a la hipertermia tisular selectiva. Gracias a este mecanismo los pacientes experimentan un alivio inmediato del dolor, relajación muscular, reducción del edema, ayuda a la regeneración de los tejidos y la recuperación de los músculos.	2	\$12,850.00	\$25,700.00
TOTAL					\$25,700.00

Factura No. 0023

Items	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
03	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS (06) CANAPÉ ELÉCTRICO. 1) Canapé eléctrico de 3 secciones para aplicación de terapias de rehabilitación. 2) Control de ajuste de altura del canapé de 90cm o mayor, sección de espalda y sección de asiento. 3) Con soporte mínimo de 200Kg. 4) Largo del canapé mínimo de 2 mts. 5) Ancho de superficie para el paciente de 75 cm o mayor. 6) Colchón para paciente libre de costuras y de fácil limpieza. 7) Canapé con agujero de respiración para paciente y tapa para agujero si no se utiliza. 8) Sistema de cuatro (04) ruedas con sistema de freno para el desplazamiento de la mesa y sistema de fijación al piso. Alimentación eléctrica de 110V/60Hz.	CÓDIGO: 894-0000 CANAPÉ ELÉCTRICO. MODELO: BTL-1300 CAMILLA DE TRES SECCIONES. MARCA: BTL. SERIES No.: 0630B01133, 0630B01134, 0630B01135, 0630B01136, 0630B01137 Y 0630B01138. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Además de ser suministrada con altura regulable eléctricamente, la camilla de tres secciones BTL-1300 también está equipada con una sección media de ajuste eléctrico. La posición de flexión es óptima para el suministro de terapia a la parte inferior de la espalda. El modelo ampliado con ajuste negativo es adecuado para la posición de Trendelenburg y tracción manual. La versión estándar de la camilla se suministra con un interruptor manual, cabezal ajustable amortiguador de gas y el orificio nasal para la cara.	6	\$4,000.00	\$24,000.00
TOTAL					\$24,000.00



CONFIDENCIAL

* NEVA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por el personal autorizado. Si no es el destinatario autorizado, cualquier referencia, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo o anérguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

15 FEB 2010 CONFIDENCIAL

Factura No. 0024

Ítems	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
06	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SEIS (06) EQUIPO COMBINADO DE CORRIENTES Y ULTRASONIDO. 1) Electroterapia de dos canales independientes. 2) Desconexión automática para ambos canales. 3) Corrientes Interferencial clásica, estimulación rusa, corrientes galvánicas, corrientes diadinámicas, estimulación nerviosa con micro corriente, corriente farádica, corriente exponencial Tens. 4) Tratamiento individual o simultáneo de ultrasonido y corrientes. 5) Frecuencias de 0.8 a 1 MHz y de 2.4 a 3 MHz o rango mayor. 6) Modo de operación de ultrasonido continuo o pulsado. 7) Transductor resistente al agua, con indicación acústica y visual del contacto adecuado a paciente. 8) Pantalla LCD para selección de parámetros y modos de operación. 9) Incluir con cada equipo: a) Cuatro (04) cables dobles para aplicación de corrientes. b) Cuatro (04) juegos de electrodos para paciente con protector de esponja. c) Un (01) transductor de 1cm ² y 5cm ² . 10) Alimentación eléctrica de 110V/60Hz, con su respectivo regulador de voltaje. 11) Carro de transporte de fábrica con sistema de freno.	CÓDIGO: 700-0007 EQUIPO COMBINADO DE CORRIENTES Y ULTRASONIDO. MODELO: BTL-4925 S PREMIUM. MARCA: BTL. ALTERNATIVA SERIES No.: 058P0B010537, 058P0B010536, 058P0B010494, 058P0B010539, 058P0B010534 Y 058P0B010498. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los dispositivos de fisioterapia BTL ofrecen una amplia selección de unidades combinadas. Estos pueden incluir casi cualquier combinación de electroterapia, ultrasonido, láser y magnetoterapia. Cada sistema ofrece diferentes funciones y características para satisfacer cualquier necesidad de terapia. * La tecnología más avanzada en la industria. * Aplicador HandsFree Sono® * Navegación a través de las partes del cuerpo y protocolos rápidos. * Las terapias en cada unidad.	6	\$4,500.00	\$27,000.00
TOTAL					\$27,000.00

Factura No. 0025

Ítems	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (01) EQUIPO DE MAGNOTERAPIA ESTACIONARIA.	CÓDIGO: 740-0000 EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA ESTACIONARIA. MODELO: BTL-4920 PREMIUM. MARCA: BTL. SERIE No.: 058P0B010464. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.			

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o institución a la que está dirigida. Queda expresamente prohibida cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo o destruirlo y borrarlo inmediatamente.

PROCESADO INFORMÁTICA
15 FEB 2010
Fuerza Armada de El Salvador
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

CONFIDENCIAL

08	<p>1) Equipo para tratamiento de dolores de artrosis, artritis y pseudoartritis. 2) Con capacidad de conexión de dos canales independientes y de uso simultáneo. 3) Aplicación de campo magnético de 1 a 100 gauss o rango mayor. 4) Frecuencia de aplicación de 1 a 100 Hz o rango mayor. 5) Temporizador independiente para cada canal. 6) Camilla de material de fácil limpieza y compatible con tratamientos de campo magnético. 7) Incluir con el equipo: a) Aplicador solenoide de 70cm. Para camilla para aplicaciones de cadera, columna y/o cuerpo entero. b) Aplicador solenoide de 60cm. c) Aplicador solenoide de 30cm. d) Aplicador multiplica. 8) Alimentación eléctrica de 110V/60Hz, con regulador de voltaje. 9) Carro de transporte de fábrica con sistema de freno.</p>	<p>Basándose en muchos años de experiencia, BTL ha diseñado uno de los sistemas más avanzados de magnetoterapia disponibles en el mercado: el BTL-4000 Smart & Premium. Con hasta cuatro canales de magnetoterapia, gran pantalla táctil a color y un funcionamiento intuitivo, este dispositivo fácil de usar, es ideal para la mayoría de las oficinas.</p>	1	\$15,820.00	\$15,820.00
TOTAL					\$15,820.00

Factura No. 0033

Items	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
09	<p>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (02) EQUIPO DE LASER DE ALTA INTENSIDAD. 1) Equipo laser de ancho de onda de igual o superior a los 980nm. 2) Potencia de 12 Watts o más. 3) Laser con aplicador de fibra óptica y espaciadores para definición de área de aplicación. 4) Sistema con modo de aplicación continua y pulso único. 5) Con pantalla LCD para mostrar valores, programas y menú del equipo. 6) Interruptor de apagado de emergencia y señal visual y acústica de aplicación de laser. 7) Con programas prefijados y programas personalizados por el usuario.</p>	<p>CÓDIGO: 794-0000 LASER DE ALTA INTENSIDAD. MODELO: BTL-6000 HIGH INTENSITY LASER 12W. MARCA: BTL. SERIES No.: 04100B002672 y 04100B002031. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS La terapia laser de alta intensidad de BTL ofrece un tratamiento muy eficaz para una amplia gama de indicaciones clínicas que van desde lesiones musculares y tendinopatías hasta enfermedades degenerativas articulares.</p>	2	\$19,700.00	\$39,400.00



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigida. Si por error recibiste este mensaje, cualquier publicación, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibes este mensaje favor reenviarlo o eliminarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.


15 FEB 2019

CONFIDENCIAL

Ítems	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
	8) Sistema de auto calibración y verificación de parámetros al encender 9) Accesorios con el equipo: a) Espaciador de laser grande, mediano y pequeño. b) Pedal interruptor c) 02 Lentes de protección para el usuario. d) Todo accesorio de protección para el funcionamiento, calibración y aplicación del equipo. e) Mesa del equipo de fábrica con sistema de rodos. Alimentación eléctrica de 110V/60Hz con su respectivo regulador de voltaje.				
TOTAL					\$39,400.00


Factura No. 0027

Ítems	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CINCO (05) EQUIPO DE ULTRASONIDO. 1) Frecuencia de trabajo de 0.8 a 1 MHz a 2.4 a 3 MHz o rangos mayores. 2) Alerta visual y auditiva de buen contacto con la superficie del cabezal. 3) Aplicación pulsada o continua. 4) Con ajuste de profundidad del tratamiento. 5) Pantalla LCD como interface intuitiva con el usuario en idioma español. 6) Incluir con cada equipo con cabezal de 1 a 5 cm2, resistentes al agua. 7) 2 galones de gel para aplicar terapia. 8) Mesa del equipo de fábrica con sistema de rodos. 9) Alimentación eléctrica de 110V/60Hz con su respectivo regulador de voltaje.	CÓDIGO: 885-0000 EQUIPO DE ULTRASONIDO. MODELO: BTL-4710 S PREMIUM BÁSICA. MARCA: BTL. SERIES No.: 058P0B010459, 058P0B010457, 058P0B010407, 058P0B010456 Y 058P0B010456. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS El BTL-4710 Premium cuenta con el sistema único de operador independiente de ultrasonido. El HandsFree sonoo® ahorra tiempo del operador mientras crece la efectividad del tratamiento con ultrasonido. Esto hace que, junto con otras características avanzadas, el BTL-4710 Premium sea el sistema más avanzado del mercado.	5	\$3,750.00	\$18,750.00
TOTAL					\$18,750.00



Factura No. 0028

Ítems	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (01) SISTEMA SÚPER INDUCTIVO.	CÓDIGO: 740-0000 SISTEMA SÚPER INDUCTIVO. MODELO: BTL-6000 SISTEMA SÚPER INDUCTIVO ÉLITE. MARCA: BTL. SERIE No.: 09900B001200. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier reproducción, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

17	<p>1) Aplicador de campo electromagnético de alta intensidad para reducción del dolor, recuperación de articulaciones, procesos recuperación de fracturas y fortalecimiento muscular.</p> <p>2) Frecuencia de aplicación de 130 a 150 Hz o rango mayor.</p> <p>3) Intensidad de 2.3 a 2.5 testa o rango mayor.</p> <p>4) Aplicador de campo localizado.</p> <p>5) Brazo para aplicador con al menos 6 movimientos.</p> <p>6) Pantalla LCD para la operación y acceso a datos del paciente, valores y protocolos de tratamientos.</p> <p>7) Alimentación eléctrica de 110V/60Hz con regulador de voltaje. Sistema de movilización de rodos con frenos.</p>	<p>La tecnología está basada en un campo electromagnético de alta intensidad, que influye positivamente en el tejido humano. Los efectos terapéuticos son alivio del dolor, la curación de tracturas, miorelajación, mioestimulación y movilización conjunta.</p>		\$38,500.00	\$38,500.00
TOTAL					\$38,500.00

Factura No. 0029

Items	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
49	<p>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (02) EQUIPO DE MOVIMIENTO CONTINUO PASIVO.</p> <p>1) Aplicador de campo electromagnético de alta intensidad para reducción del dolor, recuperación de articulaciones, procesos recuperación de fracturas y fortalecimiento muscular.</p> <p>2) Frecuencia de aplicación de 130 a 150 Hz o rango mayor.</p> <p>3) Intensidad de 2.3 a 2.5 testa o rango mayor.</p> <p>4) Aplicador de campo localizado.</p> <p>5) Brazo para aplicador con al menos 6 movimientos.</p> <p>6) Pantalla LCD para la operación y acceso a datos del paciente, valores y protocolos de tratamientos.</p> <p>7) Alimentación eléctrica de 110V/60Hz con regulador de voltaje. Sistema de movilización de rodos con frenos.</p>	<p>CÓDIGO: 748-0000 EQUIPO DE MOVIMIENTO CONTINUO PASIVO;</p> <p>MODELO: BTL-CPMOTION K Pro</p> <p>MARCA: BTL; SERIES No.: 09300B000683 Y 09300B000887.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>Los dispositivos de Movimiento Pasivo Continuo (MCP) se utilizan durante la primera fase de la rehabilitación, después de cirugías o traumas en articulaciones del miembro inferior.</p> <p>El equipo de MCP moviliza de forma continua y repetida la articulación a través de un rango de movimiento controlado. El tratamiento diario aumenta el movimiento inicialmente limitado de la articulación.</p>	2	\$7,400.00	\$14,800.00
TOTAL					\$14,800.00

AUTENTICADO:



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigida. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje favor respaldarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL

Factura No. 0030

Items	Equipo solicitado	Equipo Ofertado	Cantidad adjudicada	Precio unitario	Precio Total
20	<p>SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN (01) EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE.</p> <p>1) Equipo para realizar terapia de ondas de choque no invasivo.</p> <p>2) Zonas de mínimas de aplicación: hombro, lumbar, tobillo y rodilla.</p> <p>3) Presión de trabajo de 1 a 5 Bar o rango a mayor a su equivalente en ml.</p> <p>4) Frecuencia de trabajo de 1 a 16 Hz o rango mayor.</p> <p>5) Cantidad de descarga de 2000 con configuración continua, ráfaga y gradiente de intensidad.</p> <p>6) Pantalla táctil para la selección de parámetros y programas preestablecidos.</p> <p>7) Sistema de compresor de aire o electromagnética.</p> <p>8) Pieza de mano ergonómica sin transferencia inversa de choques al operador, con una vida útil no menor a 2 millones de impulsos.</p> <p>9) Tres puntas para pieza de mano para aplicación superficial, profunda y ósea.</p> <p>10) Incluir Kit de mantenimiento de 2 millones de impulsos adicionales.</p> <p>11) Con carro de transporte de fábrica.</p> <p>Alimentación eléctrica 110V 60 Hz.</p>	<p>CÓDIGO: 700-0005 EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE.</p> <p>MODELO: BTL-5000 SWT Power.</p> <p>MARCA: BTL.</p> <p>SERIE No.: 038-00B0-10714.</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>Consiste en un complejo sistema de producción de ondas mecánicas que se introducen en el cuerpo a través de un aplicador (de tipo pistola) que se sitúa en la zona patológica. Este tipo de ondas que penetran en el cuerpo tiene un alcance en profundidad de hasta 35 milímetros.</p> <p>Profundidad suficiente para obtener grandes efectos sobre tendones afectados, depósitos de calcio, músculos y ligamentos.</p>	1	\$12,000.00	\$12,000.00
TOTAL					\$12,000.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO					\$226,470.00

PROCESADO INFORMÁTICA
 15 FEB. 2019
 Fuerza Armada de El Salvador
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGA:
 ALMACÉN EQ. MÉDICO
 JEFE DE ALMACÉN

RECIBO:
 DEPTO. DE RECIBO:
 MEDICINA DE REHABILITACIÓN
 JEFE DEL SERV. DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN DEL HMC

RECIBIDO:
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECTOR

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibiera este correo electrónico, se le solicita que no responda ni remita y borrarlo inmediatamente.



BTL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ESPECIALISTAS EN:

- CARDIOLOGÍA
- MEDICINA ESTÉTICA
- REHABILITACIÓN

Centro Comercial Villas Españolas Local E-5,
Paseo General Escalón, San Salvador, El Salvador
www.btlmed.es

Telefax: (503) 2264 4131 Y (503) 2264 4132

E-mail: info@btlmed.net

FACTURA

18LB00F

Nº 0028

Cliente: CEFAPA/Fondo Utilidades/Programa Rehabilitación

Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal contiguo a Hospital Militar

Dirección Central, San Salvador



DUI ó NIT.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de:

Fecha:

24 de Enero de 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO \$	VENTAS NO SUJETAS \$	VENTAS EXENTAS \$	VENTAS AFECTAS \$
1	<p>Item 17: Sistema Super Inductivo Modelo: BTL-6000 Sistema Super Inductivo Elite Marca: BTL Serie: 099990001200</p> <p>Especificaciones Técnicas: La tecnología está basada en un campo electromagnético de alta intensidad, que influye positivamente en el tejido humano. Los efectos terapéuticos son alivio del dolor la curación de fracturas, miorelajación, miestimulación y movilización conjunta.</p>	38,500.00			38,500.00
<p>Contrato No.: 112, LP No. 09/2018/EG7MED/REHABILITACION/COSAM</p>					
<p>SON:</p> <p>TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE USA</p> <p>OPERACION SUPERIOR \$ 200.00</p>		Sumas \$			38,500.00
			Ventas no Sujetas \$	Ventas Exentas \$	
			Sub-Total \$		38,500.00
			(-) IVA Retenido \$		
			Total \$		38,500.00



Recibido por: [REDACTED]
DUI ó NIT: [REDACTED]
Firma: [REDACTED]

Entregado por: [REDACTED]
DUI ó NIT: [REDACTED]
Firma: [REDACTED]



Moisés Amílcar Tamacas Cornello * NIT: 0509-131163-001-5 * Reg. 78261-0
C. Circv. Nte. # 2, Pol. N, Col. Mta. Carmelo, Cuscatancingo, S.S. / Tel.: 2531-2221
Autorización Imprenta No. 589 * Fecha de Autorización 10/10/94
Tiraje: 18LB000F1 AL 18LB000F200 / Resolución No. 15041 RES-IN-53074-2018
De fecha: 26-10-18 / Fecha de Impresión: 01-11-18

Original: Blanco-Emisor
Duplicado: Amarillo-Cliente
Triplicado: Celeste-Archivo